

## Technisches Datenblatt

 Artikel-Nr. **122-004**

 Artikel-Bezeichnung **Rundas**
**Nitril-Untersuchungshandschuh, puderfrei, mint, unsteril**

PRODUKTBESCHREIBUNG					
Material	<input type="checkbox"/> Latex	<input checked="" type="checkbox"/> Nitril	<input type="checkbox"/> Vinyl	<input type="checkbox"/> Polyethylen (PE)	<input type="checkbox"/> Baumwolle
Farbe	<input type="checkbox"/> weiß	<input type="checkbox"/> blau	<input checked="" type="checkbox"/> mint	<input type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/> mix
Eigenschaft	<input type="checkbox"/> gepudert	<input checked="" type="checkbox"/> puderfrei	<input checked="" type="checkbox"/> nicht steril	<input checked="" type="checkbox"/> Passform beidhändig	
Oberfläche	<input checked="" type="checkbox"/> angeraut	<input type="checkbox"/> angeraute Fingerspitzen	<input type="checkbox"/> gehämmert	<input checked="" type="checkbox"/> innen polymerbeschichtet	

GRÖßEN						
	XS (5-6)	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)	XXL (10-11)
Breite	< 80 mm	80 mm ± 10 mm	95 mm ± 10 mm	110 mm ± 10 mm	115 mm ± 10 mm	125 mm ± 5 mm
Länge	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm

SCHICHTSTÄRKE		
Stulpe	Handfläche	Fingerspitzen
0,060 mm	0,075 mm	0,10 mm

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Verordnung (EU) 2016/425	<input type="checkbox"/> Kategorie I	<input type="checkbox"/> Kategorie II	<input checked="" type="checkbox"/> Kategorie III	<input type="checkbox"/> kein PSA-Artikel			
MP-Richtlinie 93/42/EEC	<input checked="" type="checkbox"/> Klasse 1	<input type="checkbox"/> Klasse 2a	<input type="checkbox"/> Klasse 2b	<input type="checkbox"/> Klasse 3	<input type="checkbox"/> steril	<input type="checkbox"/> mit Messfunktion	<input type="checkbox"/> kein Medizin-Produkt
Das Produkt erfüllt die Anforderungen an Schutzhandschuhe, die für den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind: Verordnung (EG) 1935/2004					<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	


NORMUNG							
EN 388:2016 mechan. Risiken	Abriebfestigkeit	Schnittfestigkeit Coupe-Test	Weitereißkraft	Durchstichkraft	Schnittfestigkeit TDM-Test	Stoßschutz	
Level	nicht anwendbar						
EN 374-1:2016 Chem. Risiken	<b>Chemikalie</b>	<b>Kennbuchstabe</b>	<b>Level</b>	<b>Permeationszeit</b>	<b>Degradation</b>		ISO 374-1 / Typ B
	Natriumhydroxid 40%	K	6	> 480 min	-19,1 %		
	Wasserstoffperoxid 30%	P	2	> 30 min	44,5 %		
EN 374-4:2013 Degradation	Formaldehyd 37%	T	6	> 480 min	42,2 %		KPT
EN 374-5:2016 Virendichtigkeit	Der Handschuh ist dicht gegenüber Mikroorganismen (Viren, Bakterien und Pilzen). Prüfung gem. ISO 16604 - Verfahren B						EN ISO 374-5:2016 VIRUS
EN 420:2010 Schutzhandschuhe	Der Handschuh erfüllt die allgemeinen Anforderungen gem. EN 420:2010						
EN 455 med. Einweghandschuhe	Der Handschuh erfüllt die Anforderungen gem. EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4						EN 455
EN 455-1:2000 Dichtigkeit	Der Handschuh weist bei der Wasserhalteprüfung zur Feststellung von Undichtigkeiten einen AQL <1,5 auf. (Stichprobenprüfung gem. ISO 2859-1, allg. Prüfniveau I)						AQL 1.5

ZUSÄTZLICH GEPRÜFTE CHEMIKALIEN (Kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Durchbruchzeiten benötigen)							
Zytostatika	Cisplatin 1,0 mg/ml	Cyclophosphamide 20 mg/ml	Darcarbazine	Etoposide 20 mg/ml	Melphalan	Methotrexate 25 mg/ml	Ifosamide
Level	5	5	5	5	5	5	5

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. **122-004**  
 Artikel-Bezeichnung **Rundas**  
**Nitril-Untersuchungshandschuh, puderfrei, mint, unsteril**

LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG		
<b>Allgemeines</b>		
Material	Karton	
Stück pro Unterpackung	100	
EAN Unterpackung Gr. XS	4251165200415	
EAN Unterpackung Gr. S	4251165200439	
EAN Unterpackung Gr. M	4251165200453	
EAN Unterpackung Gr. L	4251165200477	
EAN Unterpackung Gr. XL	4251165200491	
EAN Unterpackung Gr. XXL	-	
PZN Unterpackung Gr. XS	-	
PZN Unterpackung Gr. S	-	
PZN Unterpackung Gr. M	-	
PZN Unterpackung Gr. L	-	
PZN Unterpackung Gr. XL	-	
PZN Unterpackung Gr. XXL	-	
<b>Maße &amp; Größe</b>		
Länge	240 mm	
Breite	120 mm	
Höhe	55 mm	
<b>Gewichte</b>		
<b>Größe</b>	<b>Nettogewicht</b>	<b>Bruttogewicht</b>
XS	260 g	320 g
S	290 g	350 g
M	320 g	380 g
L	360 g	420 g
XL	380 g	440 g
XXL	-	-



LOGISTISCHE DATEN UMVERPACKUNG		
<b>Allgemeines</b>		
Material	Karton	
Unterverp. pro Umverpackung	10	
EAN Umverpackung Gr. XS	4251165200422	
EAN Umverpackung Gr. S	4251165200446	
EAN Umverpackung Gr. M	4251165200460	
EAN Umverpackung Gr. L	4251165200484	
EAN Umverpackung Gr. XL	4251165200504	
EAN Umverpackung Gr. XXL	-	
<b>Maße &amp; Größe</b>		
Länge	283 mm	
Breite	243 mm	
Höhe	245 mm	
<b>Gewichte</b>		
<b>Größe</b>	<b>Nettogewicht</b>	<b>Bruttogewicht</b>
XS	3.200 g	3.700 g
S	3.500 g	4.000 g
M	3.800 g	4.300 g
L	4.200 g	4.700 g
XL	4.400 g	4.900 g
XXL	-	-



LOGISTISCHE DATEN PALETTE		
<b>Allgemeines</b>		
Palettenart	Europalette	
<b>Maße &amp; Größe</b>		
Kartons pro Lage	4	
Lagen pro Palette	7	
Palettenhöhe	187 cm	
<b>Gewichte</b>		
<b>Größe</b>	<b>Nettogewicht</b>	<b>Bruttogewicht</b>
XS	104 kg	129 kg
S	112 kg	137 kg
M	120 kg	145 kg
L	132 kg	157 kg
XL	137 kg	162 kg
XXL	-	-

Rev.-Nr.: 3  
 Datum 12. 12.2019