

# Rühren & Polymerisieren



## **POLYMAT**

Polymerisationsgerät

**Best.-Nr.: 18301**



- für Artikulatoren oder mehrere Küvetten im Küvettenspanner
- Aushärtung des Materials durch Einstellung von Temperatur, Druck und Zeit
- Aufheizprozess auch bei geöffnetem Deckel möglich
- elektronische Temperaturregelung
- Zeitschaltuhr bis 120 Minuten
- Heizkörper außerhalb des Edelstahlbehälters
- Statusanzeige
- schneller Druckaufbau
- wasserdicht nach IP 44
- mehrfache Sicherheitseinrichtungen
- inkl. Ablasshahn
- leichte Reinigung

## **Technische Daten**

Netzanschluss	230V / 50 – 60 Hz
Aufnahmeleistung	3.600 W
Höhe	330 mm
Breite	330 mm offen: 290 mm
Tiefe	380 mm
Innenmaße Behälter D / H	220 / 190 mm
Gewicht	22 kg
Volumen	7 l
Druck	0 – 6 bar
Temperatur	bis 100 °C
Gehäuse	Edelstahl